

# Blocos de Mordida Diversatek Healthcare CareGuard®

*Instruções de Uso e Limpeza.  
Leia atentamente antes de usar.*

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda ou o pedido deste dispositivo, que somente pode ser realizado por um médico.



**Sede da empresa**

102 E. Keefe Ave.  
Milwaukee, WI 53212 EUA  
T 800.558.6408 | 414.265.7620

[sales@diversatekhc.com](mailto:sales@diversatekhc.com)

**[DiversatekHealthcare.com](https://DiversatekHealthcare.com)**

### BLOCOS DE MORDIDA DIVERSATEK HEALTHCARE CAREGUARD<sup>®</sup>

*Instruções de Uso e Limpeza.  
Leia atentamente antes de usar.*

#### USO PRETENDIDO

O bloco de mordida é utilizado para proteger o tubo de inserção do endoscópio e os dilatadores esofágicos de serem mordidos pelo paciente. Os blocos de mordida estão disponíveis com e sem faixas.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Evite colocar os dedos entre o bloco de mordida e os dentes do paciente quando for colocar o bloco de mordida na boca do paciente.
2. Os procedimentos de endoscopia flexível devem ser realizados apenas por pessoas com treinamento adequado e familiaridade com técnicas endoscópicas. Consulte a literatura médica referente às técnicas, às complicações e aos perigos antes de realizar um procedimento endoscópico.
3. Este dispositivo não foi projetado para ser reprocessado nem reutilizado. A Diversatek Healthcare não pode garantir que o reprocessamento limpará ou esterilizará o bloco de mordida. A Diversatek Healthcare não pode garantir que o bloco de mordida manterá a integridade estrutural para garantir a segurança do paciente e/ou do usuário após a limpeza e/ou a esterilização.
4. O bloco de mordida é destinado ao uso apenas em um único paciente. Qualquer instituição, profissional ou terceiro que reprocessar, recondicionar, remanufaturar, reesterilizar e/ou reutilizar este dispositivo descartável deverá assumir total responsabilidade por sua segurança e efetividade. Os materiais usados na fabricação deste dispositivo podem não suportar sucessivos reprocessamentos. Este dispositivo pode não funcionar conforme pretendido pelo fabricante, caso seja reutilizado. A reutilização pode levar à falha do desempenho pretendido do dispositivo e/ou à degradação do material.
5. Remova a faixa do paciente antes de remover o bloco de mordida da boca do paciente.

#### INSTRUÇÕES DE USO

1. O bloco de mordida é fornecido de forma não estéril. Se um usuário final quiser esterilizar o dispositivo, o gás óxido de etileno (OE) é compatível com os materiais do bloco de mordida. Algumas soluções desinfetantes de imersão a frio também podem ser compatíveis com os materiais do bloco de mordida. No entanto, todas as soluções de desinfecção e métodos de esterilização devem ter a segurança e a eficácia validadas pelo usuário final. Os blocos de mordida não podem ser autoclavados por flash ou vapor.

2. Coloque o bloco de mordida na boca do paciente. Se a faixa for usada, fixe-a no bloco de mordida (consulte a observação 3).
3. Para fixar e remover a faixa (se aplicável): Insira a faixa pela parte posterior da porta lateral e passe-a sobre a presilha. Inverta essas instruções para remover a faixa no final do procedimento. A faixa deve ser removida da boca do paciente antes da remoção do bloco de mordida.

#### DESCARTE DO PRODUTO

Após o uso, este produto pode representar um risco biológico potencial. Faça o manuseio e o descarte do produto de acordo com a prática médica aceita e as leis e os regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

#### DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS



Dispositivo Não Estéril



Cuidado, Consultar os Documentos Anexos



Não Reutilizar



Não Utilizar se a Embalagem Estiver Danificada



Fabricado sem Látex de Borracha Natural



Data de Validade (AAAA-MM-DD)

Diversatek<sup>™</sup> é uma marca comercial da Diversatek, Inc.

CareGuard<sup>®</sup> é uma marca comercial registrada da Diversatek Healthcare, Inc.

Detentor da notificação/Importador: GFE do Brasil LTDA  
Rua Buarque de Macedo, 1310  
Campinas-SP  
Resp. Técnico: Cláudio Seo  
CRF: 52.207 RMS: 10334780068